

# FICHA TECNICA

I-EDTA GEL preparación de canal 17%

i-dental

## PRESENTACION:

3,7g jeringa  
3 puntas

## INDICACIONES:

- Limpieza
- Lubricación
- Irrigación

## VENTAJAS:

- Efecto anti bacteriano
- Ayuda a encontrar la entrada disponible del conducto radicular
- Reduce la rotura durante la preparación mecánica
- EDTA ayuda a quelar las sales de calcio
- Gel ayuda a lubricar instrumento endodóntico y hace más fácil la penetración
- El peróxido de carbamida en EDTA promueve blanqueamiento interno de la irrigación con solución de hipoclorito

**MARCA:** I-DENTAL

**PAIS DE ORIGEN:** Lituania

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

**RANGO DE VENCIMIENTO:** 3 años desde la fecha de fabricación.

