

FICHA TECNICA

I-EDTA solución preparación de canal 17%

i-dental

PRESENTACION: 50ML solución

INDICACIONES:

- Limpieza
- lubricación
- Irrigación
- Ayuda a la descalcificación de la dentina en la pared del conducto
- Elimina el barro dentinario

VENTAJAS:

- 17% solución ph neutro
- Útil en la ampliación de los canales
- Abre conductos calcificados
- A base de agua llega fácilmente a la zona apical estrecha y se puede quitar fácilmente

MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 3 años desde la fecha de fabricación.

