

FICHA TECNICA

HIDROXIDO DE CALCIO POLVO

i-dental

PRESENTACION:

Frasco de 30gr

INDICACIONES:

- Se utiliza como material de obturación temporal en conductos radiculares, especialmente para eliminar microorganismos y prevenir reinfecciones.
- Recubrimiento pulpar
- Pulpotomías

VENTAJAS:

- Acción antibacteriana inductor de la dentina secundaria
- Alto ph
- Bioactividad

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 4 años desde la fecha de fabricación.

