

FICHA TECNICA

I-CAL LC hidróxido de calcio base/liner fotopolimerizable

PRESENTACION

2,5gr jeringa

5 puntas

i-dental

INDICACIONES

- Revestimiento de la cavidad
- Para uso en base

VENTAJAS

- Listo para el uso de un solo componente
- Aplicación directa y fotopolimerizable
- Protección efectiva de la pulpa
- Tiempo de trabajo adecuado
- Radiopaco
- Ayuda a la formación de la dentina secundaria
- Color similar a la dentina



MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 1,5 años desde la fecha de fabricación.