

FICHA TECNICA

I-CAL PLUS hidróxido de calcio en pasta con yodoformo

i-dental

PRESENTACION

2g jeringa-puntas

INDICACIONES

- Sellado pulpar directo o indirecto
- Obturación del conducto radicular temporal

VENTAJAS

- Rápida aplicación directa
- Radiopaco
- Valor ph alto
- Propiedades antibacterianas y bacteriostáticas
- Asegura revestimiento completo de las paredes del conducto
- Liberación de hidróxido de calcio ayuda a crear dentina secundaria
- Excelente bio-compatibilidad, sin efectos tóxicos sobre las células
- Estimula la formación de tejido duro
- Estimula la apexificación y apexogenesis
- Ideal para conductos radiculares infectados y pulpotomías vitales en los dientes de leche
- Utilizable en conjunción con puntas de gutapercha y selladores regulares del conducto radicular

MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 2 años desde la fecha de fabricación.

