

# FICHA TECNICA

I-CAL hidróxido de calcio en pasta

i-dental

## PRESENTACION

2g jeringa  
5 puntas

## INDICACIONES

- Sellado pulpar directo o indirecto
- Obturación del conducto radicular temporal

## VENTAJAS

- La aplicación directa ahorra tiempo
- Radiopaco
- Valor de ph alto
- Con base de agua

**MARCA:** I-DENTAL

**PAIS DE ORIGEN:** Lituania

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

**RANGO DE VENCIMIENTO:** 2 años desde la fecha de fabricación.

