

FICHA TECNICA

I-CORE cemento de curado dual para reconstrucciones de muñones y cementación de postes

i-dental

PRESENTACION

9gr jeringa

10 puntas automix (para inlay/onlay, coronas, puentes)

10 puntas intraorales (para canales radiculares, postes)

INDICACIONES

- Para reconstrucción de muñones y cementación de postes

VENTEJAS

- Muy alta resistencia a la compresión
- Propiedades de baja contracción
- Excelente nivelación
- Viscosidad autonivelante
- Radiopaco
- Simplifica la cementación del poste y las reconstrucciones del muñón como técnica de monobloque
- Color A2



MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 2 °C y 8 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 2 años desde la fecha de fabricación.