

FICHA TECNICA

I-FLOW Composite fotopolimerizable nano fluido

i-dental

PRESENTACION:

2g jeringa A1, 3puntas
2g jeringa A2, 3puntas
2g jeringa A3, 3puntas
2g jeringa A3,5 3puntas

INDICACIONES:

- Restauraciones de cavidades de clase III,IV,V
- Caries superficiales restauraciones de la raíz
- Para sellar fosas y fisuras
- Para colocación inicial en clase I y II cavidades

VENTAJAS:

- Excelentes características de fluidez
- Alta estética
- Altísima resistencia
- Alto pulido
- Baja contracción
- Relleno nano
- Radiopaco

MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 4 años desde la fecha de fabricación.

