

FICHA TECNICA

I-POL cemento policarboxilato de zinc

i-dental

PRESENTACION

50g polvo

25g liquido

Cuchara dosificadora

INDICACIONES

- Revestimiento bajo restauraciones composite
- Revestimiento bajo amalgamas
- Revestimiento bajo ionómeros de vidrio
- Cementación de coronas y puentes
- Cementación de incrustaciones y recubrimientos
- Cementación de brackets y bandas

VENTAJAS

- Alta adhesión al diente (se une químicamente a la estructura del diente)
- Liberación de fluoruro
- Radiopaco

MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 5 años desde la fecha de fabricación.

