

FICHA TECNICA

I-PRIME silano

i-dental

PRESENTACIÓN:

Solución monocomponente de silano
5ml líquido.

INDICACIONES:

Para unir restauraciones de porcelana
grabada (coronas, puentes, inlay, onlay).



VENTAJAS

A base de etanol que se utiliza para
mejorar la adhesión entre la porcelana y la matriz de resina de los composites.

MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 2 años desde la fecha de fabricación.