



BEAUTY

BEQUIPMENT 319B

Ref. F319B

Diamond tip microdermabrasion device designed for gentle and non-invasive exfoliation. Its use helps remove dead cells from the skin surface, promoting skin renewal.

Includes different adaptable tips to adjust the treatment intensity according to skin type. Suitable to complement facial protocols in professional settings.

Weight: 2Kg
Size: 27x25x8 cm

Packaging size:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 3.5



Features

- ① Ø 22 MM / D100-D180 Body. Recommended For Acne, Knees, Elbows And Areas With Stretch Marks
- ② Ø 19 MM / D180-D220 Face. Recommended For Large Spots, Pores, Sun-Induced Aging
- ③ Ø 15 MM / D100-D200-D250 Scars, Fine Lines And Various Imperfections
- ④ Ø 8 And 6 MM / D200-D250 Eyes And Both Sides Of The Nose. Wrinkles, Acne, Pimples And Blackheads

Electric features

POWER / WATTAGE: 30W

WORKING POWER: 30W

WORKING FREQUENCY: -0.07 MPA



BEAUTY

BEQUIPMENT 319B

Ref. F319B

Equipo de microdermoabrasión mediante puntas de diamante, diseñado para realizar exfoliaciones suaves y no invasivas. Su uso ayuda a retirar las células muertas de la superficie cutánea, favoreciendo la renovación de la piel.

Incluye diferentes puntas adaptables para ajustar la intensidad del tratamiento según el tipo de piel. Adecuado para complementar protocolos faciales en entornos profesionales.

Weight: 2Kg
Size: 27x25x8 cm

Tamaño del paquete:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 3.5



Características

- ① Ø 22 MM / D100-D180 Corporal. Indicado Para Acné, Rodillas, Codos Y Áreas Con Estrías
- ② Ø 19 MM / D180-D220 Rostro. Indicado Para Manchas Grandes, Poros, Envejecimiento Por Exposición Solar
- ③ Ø 15 MM / D100-D200-D250 Cicatrices, Líneas Finas Y Diversas Imperfecciones
- ④ Ø 8 Y 6 MM / D200-D250 Ojos Y Ambos Lados De La Nariz. Arrugas, Acné, Espinillas Y Puntos Negros

Características eléctricas

POTENCIA / VATIOS: 30W

POTENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 30W

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: -0.07 MPA



BEAUTY

BEQUIPMENT 319B

Ref. F319B

Dispositivo per microdermoabrasione con punte di diamante, progettato per esfoliazioni delicate e non invasive. Il suo utilizzo aiuta a rimuovere le cellule morte dalla superficie cutanea, favorendo il rinnovamento della pelle.

Include diverse punte adattabili per regolare l'intensità del trattamento in base al tipo di pelle. Adatto a completare i protocolli facciali in contesti professionali.

Peso: 2Kg
Dimensioni: 27x25x8 cm

Dimensioni del pallet:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 3.5



Caratteristiche

- ① Ø 22 MM / D100-D180 Corpo. Indicato Per Acne, Ginocchia, Gomiti E Zone Con Smagliature
- ② Ø 19 MM / D180-D220 Viso. Indicato Per Macchie Estese, Pori, Invecchiamento Da Esposizione Solare
- ③ Ø 15 MM / D100-D200-D250 Cicatrici, Linee Sottili E Varie Imperfezioni
- ④ Ø 8 E 6 MM / D200-D250 Occhi E Lati Del Naso. Rughe, Acne, Brufoli E Punti Neri

Caratteristiche elettriche

POTENZA / WATTAGGIO: 30W
POTENZA DI FUNZIONAMENTO: 30W
FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: -0.07 MPA



BEAUTY

BEQUIPMENT 319B

Ref. F319B

Mikrodermabrasionsgerät mit Diamantaufsätzen, entwickelt für sanfte und nicht-invasive Peelings. Die Anwendung hilft, abgestorbene Hautzellen von der Hautoberfläche zu entfernen und die Hauterneuerung zu fördern.

Enthält verschiedene anpassbare Spitzen zur Regulierung der Behandlungsintensität je nach Hauttyp. Geeignet zur Ergänzung professioneller Gesichtsbearbeitungen.

Gewicht: 2Kg
Größe: 27x25x8 cm

Verpackungsgröße:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 3.5



Eigenschaften

- ① Ø 22 MM / D100-D180 Körper. Empfohlen Bei Akne, Knien, Ellbogen Und Bereichen Mit Dehnungstreifen
- ② Ø 19 MM / D180-D220 Gesicht. Empfohlen Bei Großen Flecken, Poren, Lichtbedingter Hautalterung
- ③ Ø 15 MM / D100-D200-D250 Narben, Feine Linien Und Verschiedene Unreinheiten
- ④ Ø 8 Und 6 MM / D200-D250 Augen Und Beide Seiten Der Nase. Falten, Akne, Pickel Und Mitesser

Elektrische Eigenschaften

LEISTUNG / WATTZAHL: 30W

BETRIEBSLEISTUNG: 30W

BETRIEBSFREQUENZ: -0.07 MPA



BEAUTY

BEQUIPMENT 319B

Ref. F319B

Appareil de microdermabrasion à embouts en diamant, conçu pour des exfoliations douces et non invasives. Son utilisation aide à éliminer les cellules mortes de la surface cutanée, favorisant le renouvellement de la peau.

Comprend différentes pointes adaptables pour ajuster l'intensité du traitement selon le type de peau. Convient pour compléter les protocoles faciaux dans les environnements professionnels.

Poids : 2Kg
Taille : 27x25x8 cm

Taille du paquet:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 3.5



Caractéristiques

- ① Ø 22 MM / D100-D180 Corps. Recommandé Pour L'acné, Les Genoux, Les Coudes Et Les Zones Avec Vergetures
- ② Ø 19 MM / D180-D220 Visage. Recommandé Pour Les Taches Étendues, Les Pores, Le Vieillessement Lié Au Soleil
- ③ Ø 15 MM / D100-D200-D250 Cicatrices, Rides Fines Et Diverses Imperfections
- ④ Ø 8 Et 6 MM / D200-D250 Yeux Et Deux Côtés Du Nez. Rides, Acné, Boutons Et Points Noirs

Caractéristiques électriques

PUISSANCE / WATTAGE : 30W

PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT : 30W

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : -0.07 MPA