

Camilla masaje / Massage bed / Table de massage

ES

ESTRUCTURA

1. Camilla eléctrica de 2 secciones indicada para tratamientos de fisioterapia y masajes.
2. Equipada con 1 motor que permite regular la altura mediante barra perimetral.
3. Respaldo proclive/declive de gran estabilidad provisto de dos pistones.

DETALLES

4. Tapizado en PVC color gris grafito.
5. Acceso barra perimetral en sus cuatro lados para ajuste de altura.
6. Agujero facial y cojín extraíble.
7. 4 ruedas 360° con freno centralizado (un solo punto de accionamiento bloquea las 4 ruedas).

EN

STRUCTURE

1. Two-section electric table suitable for physiotherapy and massage treatments.
2. Equipped with 1 motor that allows height adjustments with perimeter bar.
3. Highly stable inclined/declined backrest with two gas lifts.

DETAILS

4. Dark grey PCV upholstery.
5. Perimeter bar access on all four sides for height adjustment.
6. Facial hole and removable cushion.
7. Four 360° castors with centralized brake (a single actuation point locks all 4 castors).

FR

STRUCTURE

1. Table électrique de 2 plans, idéale pour physiothérapie et massage.
2. Équipée d'un seul moteur : réglage de la hauteur avec barre périphérique.
3. Dossier proclive/déclive très stable grâce à deux vérins à gaz.

DÉTAILS

4. Revêtement en PVC gris anthracite.
5. Barre périphérique sur les quatre côtés pour le réglage de la hauteur.
6. Trou faciale et coussin amovible.
7. Quatre roulettes pivotantes à 360° avec frein centralisé (un seul point d'actionnement bloque les 4 roulettes).



COLOR · COLOR · COULEUR



Black



White

EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE




Cantidad de bultos
Quantity of packages
Quantité de colis

1

205x70x51cm

DETALLES · DETAILS · DÉTAILS



6



2



3



3

MEDIDAS · MEASUREMENTS · MESURES



66 cm



48 -
92cm



195 cm




60,00Kg



72,00kg

Medidas / Dimensions / Dimensions



Parámetro técnico / Technical parameter / Paramètre technique

Tamaño del producto / Product size / Dimensions du produit	1950(L)x660(W) x480-920(H)(+-)10mm
Tamaño del paquete / Package size / Dimensions de l'emballage	200x700x510mm
Altura máxima / Maximum height / Hauteur maximale	920(+/-)10mm
Altura mínima / Minimum height / Hauteur minimale	580(+/-)10mm
Peso neto / Net weight / Poids net	60kg
Peso bruto / Gross weight / Poids brut	72kg
Potencia / Power / Puissance	AC 100-240V, 50 Hz / 60Hz
Ángulo de ajuste del respaldo / Backrest adjustment angle / Angle de réglage du dossier	-20° (+-) 70°
Carga máxima / Max load Bearing / Charge maximale	200kg / 440LBS

Información importante / Important Information / Informations importantes

ES

Nuestros productos están diseñados y fabricados según las normativas de aplicación correspondientes.

INFORMACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro.

ADVERTENCIA

Utilizar solo según lo previsto. No intente ponerse de pie o arrodillarse sobre el artículo. No apilar. Solo combinaciones planas.

MONTAJE

Ver instrucciones de montaje.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Séquelo. No use limpiadores abrasivos, blanqueadores, solventes químicos ni detergentes fuertes.

GARANTÍA

2 años de garantía limitada.

MANTENIMIENTO

Se deben realizar tareas de mantenimiento periódicas revisando el estado del producto. Verifique que el producto esté en buen estado y funcionando. Compruebe si hay roturas periódicamente. Retire el producto del uso cuando se presente alguna condición que pueda considerarse insegura.

Con esta guía, podrás mantener tus productos en el mejor estado posible y prolongar su vida útil. ¡Buena suerte con el mantenimiento de tu salón!

EN

Our products are designed and manufactured according to the applicable regulations.

INFORMATION

Read all instructions before beginning assembly. Keep the instructions for future use.

WARNING

Use only as intended. Do not attempt to stand or kneel on the item. Do not stack. Only flat combinations.

ASSEMBLY

See assembly instructions.

CARE AND CLEANING

Clean the unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners, bleach, chemical solvents, or strong detergents.

WARRANTY

2-year limited warranty.

MAINTENANCE

Periodic maintenance tasks should be performed by checking the condition of the product. Ensure the product is in good condition and functioning properly. Check for breaks regularly. Remove the product from service when any condition that could be considered unsafe occurs.

With this guide, you can keep your products in the best possible condition and extend their lifespan. Good luck with your salon maintenance!

FR

Nos produits sont conçus et fabriqués conformément aux réglementations applicables.

INFORMATIONS

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation future.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement comme prévu. Ne tentez pas de vous tenir debout ou de vous agenouiller sur l'article. Ne pas empiler. Uniquement des combinaisons plates.

ASSEMBLAGE

Voir les instructions de montage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'unité avec un chiffon ou une éponge humide à l'eau tiède et au savon doux. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'eau de Javel, de solvants chimiques ou de détergents puissants.


GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans.

ENTRETIEN

Des tâches d'entretien périodiques doivent être effectuées en vérifiant l'état du produit. Assurez-vous que le produit est en bon état et fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement s'il y a des bris. Retirez le produit du service lorsqu'une condition pouvant être considérée comme dangereuse se présente.

Avec ce guide, vous pouvez maintenir vos produits dans les meilleures conditions possibles et prolonger leur durée de vie. Bonne chance pour l'entretien de votre salon!



Para posibles futuras actualizaciones del documento, visita este enlace QR para ver la última versión.

For possible future updates of the document, visit this QR link to view the latest version.

Pour d'éventuelles mises à jour futures du document, visitez ce lien QR pour voir la dernière version.

Document Version

V1/2024

Certifications & collaborations

CALIDAD CERTIFICADA
CERTIFIED QUALITY
QUALITÉ CERTIFIÉE



MIRPLAY COLABORA CON LA ONG:
MIRPLAY COLLABORATES WITH NGO:
MIRPLAY PARTICIPE À L'ONG:

