

FICHA TÉCNICA

Hilo Retractor Gingival i-PAK



1. **Nombre del Producto:** Hilo Retractor Gingival i-PAK, no impregnado.

2. **Marca:** i-dental

3. **País de origen:** Lituania

4. Presentaciones Disponibles:

Presentación	Calibre	Longitud	Grosor	Color
i-PAK	#000	244 cm	Ultradelgado	Negro
i-PAK	#00	244 cm	Delgado	Amarillo
i-PAK	#0	244 cm	Medio	Lila
i-PAK	#1	244 cm	Medio grueso	Azul

5. Indicaciones

- Para el desplazamiento gingival y la hemostasia antes de procedimientos de colocación de restauraciones y/o unión.
- Como ayuda en la toma de impresiones para prótesis fijas.

6. Ventajas:

- El cordón está hecho de 100% algodón.
- Tejido en miles de pequeños bucles que forman largas cadenas entrelazadas.
- El exclusivo diseño tejido ejerce una suave fuerza continua hacia el exterior después de la colocación a medida que los lazos tejidos buscan abrirse.
- Retracción/desplazamiento rápido.
- Fácil de controlar y colocar.
- No se enreda en fresas o empacadores.
- Corte rápido y preciso del hilo de retracción.