

FICHA TECNICA

HEMOSTATICO SOLUCION CLORURO DE ALUMINIO AL 25%

i-dental

PRESENTACION:

Frasco de 20ml

INDICACIONES:

- Retracción gingival
- Control del sangrado

VENTAJAS:

- El cloruro de aluminio tiene un efecto astringente
- Excelente comportamiento de tejidos duros y blandos
- Elimina la contaminación del fluido del surco para la unión optima
- Fácil absorción de hilos de retracción
- No mancha a diferencia del sulfato férrico que tiñe las carrillas de porcelana y coronas
- No contiene epinefrina, para ayudar a evitar reacciones cardiacas



MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 3 años desde la fecha de fabricación.