

FICHA TECNICA

I-BAS ionómero base autopolimerizable

i-dental

PRESENTACION

20gr polvo

10gr liquido

Cuchara dosificadora

INDICACIONES

Revestimiento de base bajo restauraciones de composite y amalgamas

VENTAJAS

- Fraguado rápido
- Excelente expansión térmica
- Alta resistencia y dureza
- Contiene y libera iones fluoruro

MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACDENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: Polvo 3 años y liquido 5 años desde la fecha de fabricación.

