

FICHA TECNICA

I-FIX DUO cemento adhesivo de resina de curado dual



PRESENTACION:

8gr jeringa
10 puntas automix (para inlays/onlays,, coronas, puentes)
10 puntas intraorales (para canales radiculares, postes)
Color A2

INDICACIONES:

Cementación permanente de restauraciones indirectas incluyendo cerámicas Incrustaciones y composites basado en metales, onlays, coronas, puentes y postes

VENTAJAS:

- Curado dual (luz y química)
- Radiopaco
- Alta fuerza
- Muy resistente
- Sellado perfecto
- Características de unión óptimas
- La mezcla automática asegura homogeneidad

MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 2 °C y 8 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 2 años desde la fecha de fabricación.