

FICHA TECNICA

I-FIX PLUS ionómero de cementación modificado con resina

PRESENTACION:

7gr polvo

4gr liquido

Cuchara dosificadora



INDICACIONES:

Cementación de todos los metales
cerámicas, porcelanas y resinas de coronas, puentes inlay, onlays

VENTAJAS:

- Radiopaco
- Muy alta adhesión a la dentina, esmalte y aleaciones
- Contiene y libera iones de fluoruro
- Tiene un espesor de película baja
- Buena estética
- Disponible en color universal
- Cuchara dosificadora

MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACDENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 2 años desde la fecha de fabricación.