

FICHA TECNICA

I-FLOW BULK FILL

i-dental

I-FLOW BULK FILL composite
Fotopolimerizable Nano fluido Bulk

PRESENTACION: CONTENIDO

2GR Jeringa A2, 3 puntas
2GR Jeringa A3, 3 puntas

INDICACIONES

- Colocación inicial en la clase I y II restauraciones directas
- Restauración de cavidades mínimamente invasivas
- Restauración de cavidades de la clase III y V
- Reparación de pequeños defectos en el esmalte y defectos en restauraciones indirectas estética
- Para sellar fosas y fisuras

VENTAJAS

- Permite profundidad de relleno de hasta 4mm.
- Excelentes características del fluido
- Alta estética
- Altísima resistencia
- Altísimo pulido
- Baja contracción
- Nano Relleno
- Radiopaco

MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 4 años desde la fecha de fabricación.

