

# FICHA TECNICA

I-HYDRO acido fluorhídrico

i-dental

**PRESENTACION:**

1,2ml jeringa 5 puntas

**INDICACIONES:**

Para el grabado de restauraciones de porcelanas (coronas, puentes, inlay, onlay) antes de la cementación

**VENTAJAS:**

Acido fluorhídrico al 9% que proporciona rugosidad a la superficie y asegura una fuerte unión mecánica entre la porcelana y la matriz resinosa de los componentes.



**MARCA:** I-DENTAL

**PAIS DE ORIGEN:** Lituania

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

**RANGO DE VENCIMIENTO:** 2 años desde la fecha de fabricación.