

FICHA TECNICA

I-LIGHT composite foto nano zirconio

i-dental

PRESENTACION:

4gr jeringa color A1
4gr jeringa color A2
4gr jeringa color A3
4gr jeringa color A3,5
KIT 4X4gr jeringas (2 jeringas A2 y 2 jeringas A3)

INDICACIONES:

- Restauraciones directas de la clase I,II,III,IV,V
- Restauraciones indirectas tales como inlay, onlay y carillas.
- Sellador de fisuras en molares y premolares
- Núcleos

VENTAJAS:

- Muy homogéneo y alto pulido
- Alta estética y durabilidad
- Tonos duraderos
- Muy resistente
- Fácil manipulación
- Excelente biocompatibilidad
- Tamaño ultra pequeño de la partícula
- Relleno nano
- Relleno vítreo de zirconio
- Radiopaco

MARCA: I-DENTAL

PAIS DE ORIGEN: Lituania

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperatura entre 4 °C y 25 °C)

RANGO DE VENCIMIENTO: 4 años desde la fecha de fabricación.

