



FERULA RISE®

Sistema de inmovilización rígido para **extremidades** y **pelvis**, su diseño le permite adaptarse a la forma y dimensiones requeridas para una ferulización adecuada de las extremidades superiores e inferiores; al utilizarlo en conjunto con un torniquete de molinete como **SOF®** actúa como una **faja para inmovilización pélvica**.

- **PLEGADO MULTIPLE** preformados para adaptarse a la forma y dimensiones requeridas mientras se minimiza su tamaño para un fácil transporte.
- **RANURAS PÉLVICAS** para pasar la correa de un torniquete de molinete y así crear una faja que estabiliza la pelvis.
- **BROCHES** para fijar RISE para uso en aplicaciones en 90°.
- **POLÍMERO LIGERO** resistente a la sangre, químicos y agua salada, mantiene su resistencia y rigidez sin fallar incluso después de utilizarlo varias veces.
- **PLEGADO COMPACTO** permite llevarlo en un IFAK.
- **INSTRUCCIONES IMPRESAS** en su superficie, mostrando sus 3 formas de aplicación.
- **DIMENSIONES**, doblado 16x10x2,5 cm, extendido 81x16 cm. **PESO** 113,5 gr
- **RADIOLUCENTE** no obstruye los Rx (salvo los broches de seguridad), lo que permite dejarlo mientras se realizan radiografías.
- **MARCA** Tactical Medical Solutions

