





CELOX - GAUZE

Una gasa hemostática de alta efectividad para detener el sangramiento arterial **ACTUANDO AÚN BAJO CONDICIONES DE HIPOTERMIA O ANTICOAGULANTES**. Utilizada por múltiples países de la OTAN, aprobada por CoTCCC.

Especificaciones:

- Agente activo 8 gr. de Chitosan.
- Gasa de alta densidad, empacada en Z, tamaño 7,6 x 152 cm.
- Tiempo para "packing" 29 seg., tiempo de compresión 3 min.
- Producto esterilizado.
- Tasa de supervivencia según US DoD 90%.
- Dimensiones del paquete: 13,5x11x1,5 cm, peso 32 gr.
- Número NSN 6510 99 981 6636
- Sus residuos se metabolizan, no genera calor ni efectos secundarios.

Según estudios del Departamento de Defensa de USA (DOD) **CELOX - GAUZE** posee la más **ALTA TASA DE EFECTIVIDAD DENTRO DE LOS HEMOSTÁTICOS QUE REQUIEREN TRES MINUTOS DE COMPRESIÓN**.



- Tasa de supervivencia de **CELOX GAUZE 90%**, contra 50% a 70% de los otros.
- Con **CELOX GAUZE** se obtiene una disminución efectiva de pérdida de sangre: con **CELOX GAUZE** pérdida de sangre final 29 ml / kg, en comparación con 63 ml / kg para Combat Gauze y 32-64 ml / kg para otros tratamientos