



SECURE IV, TORNIQUETE - SEGURO


En la atención prehospitalaria acceder en forma rápida a una vía endovenosa es crítico, igualmente importante es protegerla la vía ante "tirones" en la sonda.

Originalmente diseñado para el uso de enfermeros de combate, **Secure IV** se utiliza como un torniquete o liga para facilitar la punción de la vena y posteriormente como un seguro para la protección de la sonda en caso de que esta sea enganchada al trasladar al paciente.

Secure IV opera bajo todas las condiciones encontradas en terreno, a diferencia de las telas adhesivas u elementos similares **Secure IV** no es afectado por transpiración, sangre o fluidos u otras condiciones del terreno como barro, arena, etc.

Utiliza la simpleza de una correa elástica con velcro y un dispositivo de presión que asegura la línea IV.

Se puede utilizar en brazos y piernas en forma rápida y simple.



Cuando el tiempo es crítico, es fundamental contar con el equipo adecuado.