



KIT TREK-1

Los elementos mínimos necesarios para el control de una herida hemorrágica, cumpliendo el estándar **STOP THE BLEED**.

- **Torniquete SWAT-T**, fácil de utilizar, de extraordinarias prestaciones, permite uso adulto y pediátrico. Fabricado en USA
- **Vendaje WoundStop Care1**, con un apósito de 10 x 18 cm, venda elástica de 10 x 300 cm de largo y barra de cierre, la cual permite cerrar y fijar el vendaje a sí mismo en cualquier punto. Fabricado en Israel.
- **MiniTAC**, gasa para empaque de heridas estéril, con una alta prestación para el tratamiento de heridas con sangramiento moderado a severo. Fabricado en USA



Productos originales cumplen protocolos civiles y de rescatistas de USA y Europa.